

Comunicare e apprendere con



A cura di Fiorella Messina
mfquinn@srt.com

Mind Express 5

- panoramica
- area utente
- comunicazione
- apprendimento
- risorse varie

Software di comunicazione

iOS (iPad, iPhone, iPod)

- GoTalk NOW Ita
- The Grid
- Niki Talk
- Talk to Me

Android (smartphone)

- Piktoplus
- Verbo (player)


Windows –escluso RT–
(computer e alcuni tablet)

- Mind Express
- Clicker 8
- The Grid
- Symwriter
- Verbo
- Boardmaker

Software di comunicazione: componenti



- Sintesi vocale e registrazione
- Simboli
- Tastiera e predizione
- Grammatica
- Accesso
- Collegamenti tra tabelle
- Altre attività (didattica, mail, internet, musica, video...)



Mind Express 5

Software autore


- efficace e flessibile
- supporta tutti i bisogni comunicativi
- facilita l'apprendimento
- permette di controllare il computer
- permette di controllare l'ambiente
- intuitivo & user-friendly
- personalizzabile
- accessibile
- facile da usare ed estremamente potente



possibilità di personalizzare aspetto, contenuti, modalità di accesso di tutti i materiali già pronti o di quelli da costruire

Jabbla

- ditta Belga leader nel settore della comunicazione e della tecnologia assistiva
- i prodotti di Jabbla sono conosciuti in tutto il mondo e apprezzati per qualità e affidabilità.



Accessibilità

- mouse/ trackball/joystick

- schermo tattile

- scansione

 - uno o due sensori



 - acustica

- mouse a testa

- puntamento oculare

 - Irisbond, Eyetech, Tobii, Alea,

 - LC



Supporto a 360° per qualunque età e abilità

- modulo grammaticale
- pagine in stile griglia o stile libero
- sintesi vocale (Vocalizer, Acapaela)
- numerose librerie di simboli: Symbolstix e Bliss sono incluse; altre librerie aggiuntive possono essere acquistate a parte
- accesso illimitato a immagini, clipart, foto, immagini da internet, gif animate
- vari metodi di accesso
- modulo di scrittura con predizione di parola e di frase e predizione alternativa in base al suono
- cella messaggio personalizzabile (solo testo, solo simboli, testo e simboli)
- pagine popup, elenchi dinamici, pagine dinamiche
- Internet, applicazioni web, social media
- controllo computer
- controllo di altri programmi Windows
- controllo ambientale
- email, SMS, telefono
- presentazioni, esecuzione file audio e video
- orologio, promemoria, calendario, appuntamenti, agenda
- Risorse per la scuola
- giochi
- Modulo di programmazione avanzata in Python
- Community per la condivisione di risorse

...e molto altro

CAA: librerie di simboli in Mind Express

In Mind Express sono incluse le librerie dei Symbolstix e dei Bliss) con la possibilità di aggiungere altri set di immagini.

Le foto si acquisiscono anche direttamente da Internet, scattando foto con la camera del dispositivo, o catturando lo schermo.



Symbolstix



Bliss

A large blue-bordered box containing a collection of dog-related symbols and images. At the top left, a yellow dog symbol is labeled "cane" and "PCS alto contrasto". To its right is an orange dog symbol labeled "PCS a colori". Further right is a white dog symbol labeled "PCS B/N". Below these are a photograph of a brown dog labeled "Ricerca immagini nel disco del dispositivo", a yellow dog symbol labeled "Arasaac", a photograph of a golden retriever wearing glasses labeled "Ricerca diretta su Internet", and a grey dog symbol labeled "cane" and "Widgit".

Sintesi vocale

Mind Express consente di comporre parole e frasi selezionando immagini e simboli; le frasi così composte possono essere lette ad alta voce grazie alla sintesi vocale di alta qualità (Acapela, Vocalizer) integrata nel programma. È supportata anche la lettura fonetica.

Voci disponibili in molte lingue oltre all'Italiano.





Esempio faciLibri- scrivi parole
La tastiera legge le lettere foneticamente

File Demo

Avvio Mind Express -Login utente



- utenti
- impostazioni utente
- area utente



Creazione nuovo utente

Area Utente

Scegliere la fonte

Scegli da dove importare



Set di pagine online

Set di pagine di base dal sito Mind Express.



Importa da disco

Scegli questa azione per importare un file da Mind Express 3, 4 o 5, Boardmaker 5 o 6, oppure Grid 2.



Importa da un altro utente

Materiali condivisi sul sito



Set di pagine online

Set di pagine di base dal sito Mind Express.

Risorse online per Mind Express, create dal nostro team o condivise dagli utenti.
Esplora, seleziona e importa!



-  Comunicazione con simboli
-  Comunicazione solo testo
-  Giochi e musica
-  Materiale didattico
-  App

Usato frequentemente

Più opzioni di ricerca ▾



Risorse per disturbo dello spettro autistico

Creato da Jabbla
18-11-2021, 101 Scarica
Italiano

Set di materiali dedicati ad utilizzatori con disturbo dello spettro autistico: comprende attività di comunicazione simbolica, riconoscimento delle emozioni, video modeling, storie sociali e altro ancora.

[Altre informazioni](#)



faciLibri--Cappuccetto Rosso e La storia di Small

Creato da Leonardo AusiliOnline
05-10-2021, 53 Scarica
Italiano

Il progetto faciLibri è stato ideato per aumentare le competenze di literacy nei bambini che presentano bisogni comunicativi complessi e che si avvalgono del supporto di strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa. Literacy significa comprendere, utilizzare e riflettere su...

[Altre informazioni](#)




Creato da Jabbla
05-10-2021, 17 Scarica
Italiano

Questo set di pagine permette di inviare e ricevere messaggi con WhatsApp all'interno di...




Importa (1) →

Organizzare l'area utente




Menu > Organizza



- Trascinare
- Riposizionare sulla stessa pagina o in pagine diverse
- Raggruppare in cartelle

Comunicazione

Comunicazione con simboli: Steps to Language 3



Grazie all'elaboratore testi incluso nel software è possibile scrivere, salvare, stampare, leggere ad alta voce testo e messaggi. Un modulo grammaticale integrato supporta la scrittura e offre la coniugazione automatica, l'uso corretto del singolare o del plurale e altre funzioni grammaticali disponibili nel pannello delle azioni.

Comunicazione


Comunicazione con simboli: SCORE 400

Score 400 IT - Avvio/stat. frame

Impostazioni	elimina tutto	io	ho	un	cane	noi	domani	giocheremo	con	la	palla	elimina parola
Tempo libero	sport	Giochi	Giocattoli	PC / telefono cellulare	Extra 1	Extra 2						
io	è	ama	un		in		dove				ciao	
tu	ha	vuole		palla		lego	Giocattoli	poi			grazie	
esso	fa	abb	si traveste		bambola	costruzioni		adesso			per favore	
	parla	guarda			tombola		giocattolo	pure			mi dispiace	
e	chiede	gioca	uno					poco			non lo so	
	prende		bene	male	grande	grandiosa					basta	

Comunicazione

Comunicazione solo testo: Amego




Comunicazione

Comunicazione solo testo: Amego



Creazione guidata

Creare un nuovo set di pagine



Composizione guidata



Personalizzazione



Menu > Modifica oppure F2

- Menu
- Area utente
- Modifica F2**
- Scegli metodo di accesso
- Schermo intero
- Stampa
- Impostazioni

area modifica

Personalizzazione

Personalizzare stili, immagini, etichette e programmare azioni



Materiali educational



Trova l'animale uguale



Gioca con le parole




Crea/Leggi un libro




Associa nomi e oggetti

Personalizzazione dei contenuti

Materiali educational



Riordina gli eventi



Sopra o sotto?









Facilibri- Cappuccetto Rosso e Small



Problemi e operazioni

Personalizzazione dei contenuti


Materiali educativi

<p>mi presento</p> 	<p>termometro emozioni</p> 	<p>sequenza 3 step</p> 	<p>prima dopo scegli l'argomento</p> 	<p>video modeling</p> 
<p>storia sociale lavare le mani</p> 	<p>trova la coppia emozioni</p> 	<p>sequenza 3 step Sorpresa</p> 	<p>timer</p> 	<p>tabella</p> 
<p>storia sociale il prelievo del sangue</p> 	<p>trova la coppia emozioni - foto</p> 	<p>routine 5 step</p> 	<p>agenda/calendario</p> 	<p>crea la faccia</p> 

Risorse Autismo

Materiali educational


Lavarsi le mani



Video Modeling


Scrittura

Mind Express integra un programma di videoscrittura che permette di salvare, stampare, leggere ad alta voce lettere o articoli. Il **modulo grammaticale** integrato consente di comporre testi utilizzando simboli o testo o entrambi e, **in automatico**, coniuga i verbi in base al soggetto o associa gli aggettivi in base al nome. È possibile inoltre associare alle celle altri comandi grammaticali per modificare, ad esempio, il tempo dei verbi.



Esempio faciLibri - selezionando il soggetto "Cappuccetto Rosso" qualunque verbo viene coniugato alla terza persona singolare

Valutazione




Causa Effetto



Causa Effetto 2 sensori




Scena animata




Trova l'animale

Valutazione




Controllo oculare: MaximEyes




costruire



suonare




colorare




giocare


Giochi e musica




Battaglia navale



Lancia i dadi




Memory



Suono il piano


App




Posta elettronica



Video



Internet



Calendario

Backup in cloud e accesso remoto

← Indietro

Il mio profilo utente

Impostazioni del profilo utente

Impostazioni del cloud

Impostazioni del cloud

serve un account Google
i dati vengono salvati in Drive

.....@gmail.com indirizzo email dell'utente

Disconnetti

Crea un nuovo backup

Informazioni sul backup

Data ultimo backup: 11/12/2020, 8:12:26 AM

Backup automatico i No

Modifiche in remoto

Per consentire a un'altra persona di accedere alla propria area utente, è necessario indicare nello spazio sottostante i dati del Google Drive della persona. Questo autorizza la persona ad accedere all'area utente.

.....@gmail.com

indirizzo email dell'operatore autorizzato ad accedere

OK

Scaricare il demo di Mind Express

- ▶ Versione completa
- ▶ Dura 30 gg

1. Collegarsi a questo indirizzo: www.jabbla.com/it/scaricare-demo/

Scaricare la versione dimostrativa

È possibile provare **Mind Express 5** per 60 giorni e senza alcuna limitazione! Scopri le nuove funzioni, l'estrema facilità d'uso della versione 5. Importa e prova tutti i set di pagine inclusi nel software o i materiali condivisi nel sito Mind Express.

Compilare il modulo sottostante per richiedere il file di installazione e le istruzioni per la procedura di installazione.

- Autorizzo Jabbla a trattare i dati personali inseriti in questo modulo in conformità con [l'informativa sulla privacy](#).

Richiesta demo

2. Compilare il modulo con i propri dati e fare clic su “Richiesta demo”

3. Scaricare il programma di installazione dal link ricevuto e installare il software nel proprio dispositivo

Video su YouTube




Promo



Promo + vari tutorial

Grazie della partecipazione!



Prof.ssa Fiorella Messina
mfquinn@srt.com

Rivenditore in Italia



Per ulteriori informazioni, contattare
www.leonardoausili.com

Leonardo Ausilionline srl

via Nobel, 88

42124 Reggio Emilia - ITALIA

tel. 0522/923770 0522/272369 051/0516600 (Bologna)

cell. 3408685900 fax 0522/272586

e-mail: staff@leonardoausili.com

[Link alla pagina di Mind Express](#)